

Anticorpo Policlonal Anti-Pim1 Para Wb E Elisa - P11309

Número do item: CM0017805



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIM1 humano, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. PIM1 é uma quinase proto-oncogênica crítica para a sobrevivência e proliferação celular. Ideal para pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PIM; PIM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5292
GeneID	5292
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 do PIM1 humano (NP_002639.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P11309
Peso Proteico	36kDa
Transporte	Bolsa de gelo