

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pim1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Número do item: CM0002886



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho PIM1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta a quinase PIM1 de humano, rato e rato, um proto-oncogene envolvido na sobrevivência e proliferação celular, ideal para pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIM1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	PIM; PIM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5292
ID do Gene	5292
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PIM1 humano (P11309).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11309
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de Gelo