

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pim1 Para Wb E Elisa - P11309

Número do item: CM0020573



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à quinase PIM1 humana, adequado para Western blot e ELISA. Detecta PIM1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para pesquisas sobre câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do produto	PIM1 Rabbit pAb
Observações/alias	PIM1; PIM; proteína-serina/treonina-quinase pim-1
Espécie	Humana
ID do gene	5292
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 213-313 da PIM1 humana (NP_002639.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P11309
Peso da proteína	35 kDa/45 kDa
Envio	Bolsa de gelo