

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pim1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Número do item: CM0016734



introdução

Direciona-se ao PIM1 humano (36 kDa), uma quinase serina/treonina proto-oncogênica. Imunógeno recombinante (aa 1-313). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reatividade cruzada: humano, rato, camundongo. Suporta pesquisa em oncologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIM1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIM; PIM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5292
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 do PIM1 humano (NP_001230115.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11309
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Em bolsa de gelo