


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pim2 Para Wb, Elisa - Q9P1W9

Número do item: CM0012074



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho PIM2 é validado para WB e ELISA, reconhecendo PIM2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar vias de sinalização proto-oncogênicas, sobrevivência celular e proliferação em pesquisas sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIM2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PIM2; proteína quinase serina/treonina pim-2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	11040
GeneID	11040
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-120 da PIM2 humana (NP_006866.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P1W9
Peso da Proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo