


Anti-Pim2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Para Wb, Ip, Elisa - Q9P1W9

Número do item: CM0007397



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a proteína quinase de serina/treonina PIM2 humana, um proto-oncogene que regula a sobrevivência e proliferação celular. Adequado para aplicações de WB, IP, ELISA. Detecta uma banda de aproximadamente 34 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIM2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PIM2; proteína quinase de serina/treonina pim-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11040
GeneID	11040
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PIM2 humano (Q9P1W9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P1W9
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco gelo