


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pim2 Para Wb, Elisa - Q9P1W9

Número do item: CM0019841



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PIM2 humano, uma quinase serina/treonina envolvida na sobrevivência e proliferação celular. Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo; ~34kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIM2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PIM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11040
ID do Gene	11040
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do PIM2 humano (NP_006866.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P1W9
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo