

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pim3 Para Wb E Elisa - Q86V86

Número do item: CM0023431

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-PIM3 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a PIM3 humana (pim-3), uma proto-oncogene serina/treonina quinase de 36 kDa envolvida na apoptose e na tumorigênese. SWISS Q86V86.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIM3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	pim-3; PIM3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	415116
ID do Gene	415116
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 247-326 da PIM3 humana (NP_001001852.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86V86
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo