

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pimreg Para Wb, Elisa - Q9BSj6

Número do item: CM0021137

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PIMREG validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para investigar a regulação mitótica, a segregação cromossômica e a progressão do ciclo celular em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PIMREG Rabbit pAb
Observações/Alíquotas	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54478
GeneID	54478
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de PIMREG humano (NP_001182157.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BSJ6
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo