


Anticorpo Policlonal Anti-Pin1 Para Wb E Elisa - Q9C6B8

Número do item: CM0024045



introdução

Anticorpo policlonal Anti-PIN1 validado para WB e ELISA em Arabidopsis thaliana. Reconhece o componente 1 do transportador de efluxo de auxina (PIN1, 67 kDa), apoiando estudos de transporte de auxina e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	843693
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-480 do PIN1 de Arabidopsis thaliana (NP_177500.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9C6B8
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo