


Anticorpo Policlonal Anti-Pin1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13526

Número do item: CM0013303



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Pin1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta Pin1 em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre regulação do ciclo celular, atividade isomerase e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pin1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5300
ID do Gene	5300
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 da Pin1 humana (NP_006212.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13526
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo