


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pin1 - Q13526

Número do item: CM0023884



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Pin1 humano (peptidil-prolil cis-trans isomerase NIMA-interagente 1) para WB e ELISA; reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de ciclo celular e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pin1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5300
ID do Gene	5300
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 do Pin1 humano (NP_006212.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13526
Peso da Proteína	18kDa
Transporte	Bolsa de gelo