

Anti-Pin4 (Par14/Par17) Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Y237

Número do item: CM0023889



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PIN4 (Par14/Par17) humano. Validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de biogênese de ribossomos e ligação ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-PIN4
Observações/Apelidos	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Espécie	Humano
ID do Gene	5303
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-156 do PIN4 humano (NP_006214.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y237
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Saco de gelo