


Anticorpo Policlonal Anti-Pink1 (Coelho) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Bxm7

Número do item: CM0030224



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à quinase PINK1 humana; validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas sobre mitofagia, controle de qualidade mitocondrial e doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PINK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BRPK; PARK6; PINK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	65018
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 282-581 da PINK1 humana (NP_115785.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXM7
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo