


Anticorpo Policlonal Anti-Pip4K2B Para Wb, Elisa - P78356

Número do item: CM0027187



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a fosfatidilinositol 5-fosfato 4-quinase tipo-2 beta (PIP4K2B) humana validado para WB e ELISA, adequado para o estudo do metabolismo de fosfoinosítídeos e sinalização de insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIP4K2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIibeta; PIP4K2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8396
ID do Gene	8396
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da PIP4K2B humana (NP_003550.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78356
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo