


Anticorpo Monoclonal Anti-Pist/Gopc Para Wb - Q9Hd26

Número do item: CM0003275



introdução

Anticorpo monoclonal Anti-PIST/GOPC para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado para amostras humanas, de rato e camundongo. Tem como alvo a proteína PIST/GOPC (Q9HD26). Ideal para estudos de tráfego intracelular e degradação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIST/GOPC Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	57120
ID do Gene	57120
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do PIST/GOPC humano (Q9HD26)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HD26
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo