


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pist/Gopc Para Wb, Elisa - Q9Hd26

Número do item: CM0029764



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GOPC humano (PIST/CAL/FIG) para aplicações de WB e ELISA. Detecta uma banda de 51kDa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de tráfego intracelular e degradação de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIST/GOPC pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57120
GeneID	57120
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 195-454 do PIST/PIST/GOPC humano (NP_001017408.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HD26
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo