

Anticorpo Monoclonal Anti-Pit1/Pou1F1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Número do item: CM0012638



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Pit1/POU1F1 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta POU1F1 humano, de camundongo e de rato; 33 kDa. Ideal para pesquisas sobre o desenvolvimento da hipófise e a regulação de genes hormonais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Pit1/POU1F1
Observações/Alcunhas	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5449
ID do gene	5449
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 de POU1F1 humano (NP_000297.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P28069
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo