

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pitpna Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00169

Número do item: CM0013938



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade que visa o PITPNA humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. O PITPNA é uma proteína de transferência de lipídios crítica para o transporte e sinalização de membranas de PI/PC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PITPNA Rabbit pAb
Observações/Apelido	PITPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PITPNA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5306
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 211-270 do PITPNA humano (NP_006215.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00169
Peso Proteico	32kDa

Envio