


Anticorpo Policlonal Anti-Pitpnm1 Para Wb, Elisa - 000562

Número do item: CM0016929



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PITPNM1 humano. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com humano, camundongo e rato. PITPNM1 é uma proteína de transferência de fosfatidilinositol essencial para o tráfego e a sinalização de membranas. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PITPNM1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9600
GeneID	9600
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-190 de PITPNM1 humano (NP_004901.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O00562
Peso da proteína	135 kDa
Transporte	Bolsa de gelo