


Anticorpo Monoclonal Anti-Pitrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Número do item: CM0006914



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PITRM1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com PITRM1 humano e de camundongo, uma protease de pré-sequência mitocondrial (~117 kDa) envolvida na degradação de peptídeos e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PITRM1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10531
GeneID	10531
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5JRX3
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo