


Anticorpo Policlonal Anti-Pitrm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Número do item: CM0030366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PITRM1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta PITRM1 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de degradação de peptídeos mitocondriais e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	PITRM1 pAb Coelho
Observações/Apelido	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10531
ID do Gene	10531
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 758-1037 do PITRM1 humano (NP_055704.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5JRX3
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Saco com gelo