

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pituitary Homeobox 2 (Pitx2) Para Wb, Elisa - Q99697

Número do item: CM0006876



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra o fator de transcrição humano PITX2, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas em biologia do desenvolvimento, assimetria esquerda-direita e mutações associadas a doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Pituitary homeobox 2 (PITX2) Rabbit mAb
Observações/Alíase	RS, RGS, ARP1, Brx1, IDG2, IGDS, IHG2, PTX2, RIEG, ASGD4, IGDS2, IRID2, Otlx2, RIEG1, Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5308
GeneID	5308
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 do Pituitary homeobox 2 (PITX2) humano (NP_700475.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99697
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo