

Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Pitx2 (Pituitária Homeobox 2) Para Wb, Elisa - Q99697

Número do item: CM0018941



introdução

Anticorpo policlonale de coelho contra PITX2 humano (Q99697), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de miogênese, assimetria esquerda-direita e anomalia de Peters.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pituitary homeobox 2 (PITX2) pAb de Coelho
Observações/Apelidos	RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Espécie	Humano
GeneID	5308
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PITX2 humano (NP_000316.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99697
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo