

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pitx3 Para Wb, Elisa - 075364

Número do item: CM0003167

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PITX3 validado para Western blot e ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre o desenvolvimento de neurônios dopaminérgicos e diferenciação do cristalino.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-PITX3
Observações/Alias	ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5309
GeneID	5309
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PITX3 humano (075364).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075364
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo