

Anticorpo Monoclonal Anti-Piwil1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96J94

Número do item: CM0011057



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PIWIL1 humano (HIWI, MIWI). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre células germinativas e silenciamento de transposons.

[Saiba mais](#)

Atributo	Detalhes
Nome do produto	PIWIL1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9271
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 de PIWIL1 humano (Q96J94).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96J94
Peso da proteína	99 kDa
Envio	Bolsa de gelo