


Anticorpo Policlonal Anti-Piwil1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Jmb7

Número do item: CM0019447



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIWIL1, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa da via piRNA e de células germinativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIWIL1 pAb de Coelho
Observações/Alias	MIWI; PIWIL1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	9271
GeneID	57749
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do PIWIL1 de rato (NP_067286.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9JMB7
Peso Proteico	99kDa
Envio	Saco de Gelo