

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Piwil2 Para Wb E Elisa - Q8Tc59

Número do item: CM0025190



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PIWIL2 validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisas sobre a via piRNA, espermatogênese e integridade da linhagem germinativa. UniProt Q8TC59.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIWIL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CT80; HILI; mili; PIWIL1L; PIWIL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55124
GeneID	55124
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do PIWIL2 humano (Q8TC59).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8TC59
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de gelo