

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Pjvk Para Wb, Elisa - Q0Zlh3

Número do item: CM0007220

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-PJVK validado para WB e ELISA. Tem como alvo a pejvaquina humana (DFNB59), uma proteína associada ao peroxissomo essencial para a proteção auditiva contra danos induzidos por ruído.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PJVK Rabbit mAb
Observações/Apelido	DFNB59; PJVK
Espécie	Humano
GeneID	494513
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-352 da PJVK humana (NP_001036167.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q0ZLH3
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo