

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pjvk Para Wb, Elisa - Q0Zlh3

Número do item: CM0007198

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PJVK validado para WB e ELISA. Reconhece a pejavacina humana (40 kDa), uma proteína peroxissomal que protege as células ciliadas auditivas de danos induzidos por ruído. Adequado para pesquisa de perda auditiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PJVK Rabbit mAb
Observações/Alias	DFNB59; PJVK
Espécie	Humana
GeneID (humano)	494513
GeneID	494513
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-352 da PJVK humana (NP_001036167.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q0ZLH3
Peso Molecular da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo