


## Anticorpo Monoclonal Anti-Pka C-Alfa (Prkaca) (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - P17612

Número do item: CM0007608



### introdução

Anticorpo monoclonal de rato anti-PKA C-alfa (PRKACA), validado por KD, para WB/ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Reconhece a subunidade catalítica da quinase dependente de cAMP de 41kDa. Adequado para desenvolvimento de ensaios IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | [Validado por KD] PKA C-alfa (PRKACA) Anticorpo Monoclonal de Rato (mAb) |
| Observações/Apêndice | CAFD1; PKACA; PPNAD4; [Validado por KD] PKA C-alfa (PRKACA)              |
| Espécie              | Humano                                                                   |
| GeneID               | 5566                                                                     |
| Imunogénio           | Proteína recombinante de PKA C-alfa (PRKACA) humana                      |
| Fonte                | Rato                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                   |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Rato, Rato                                                       |
| SWISS                | P17612                                                                   |
| Peso Proteico        | 41kDa                                                                    |
| Envio                | Saco de gelo                                                             |