


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pka C-Alfa (Prkaca) Para Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Número do item: CM0016079



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PKA C-alfa (PRKACA). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização de AMPc e fosforilação de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKA C-alfa (PRKACA) Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alfa (PRKACA)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5566
GeneID	5566
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-351 da PKA C-alfa (PRKACA) humana (NP_002721.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17612
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo