


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pka C-Alfa Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17612

Número do item: CM0011889



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra PKA C-alfa (PRKACA), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da sinalização de cAMP, do câncer e da função plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] mAb de coelho anti-PKA C-alfa
Observações/Apelidos	CAFD1; PKACA; PPNAD4
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5566
ID do gene	5566
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-351 da PKA C-alfa humana (PRKACA) (NP_002721.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P17612
Peso da proteína	41 kDa/40 kDa
Envio	Bolsa de gelo