

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Para Wb - P22694

Número do item: CM0007616

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à PKA C-beta (PRKACB) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da sinalização de cAMP e da função das quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra PKA C-beta (PRKACB)
Observações/Apelido	CAFD2; PKA C-beta (PRKACB)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5567
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 251-351 da PKA C-beta (PRKACB) humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P22694
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo