

Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

Número do item: CM0027759

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a subunidade catalítica beta da proteína quinase dependente de cAMP humana (PRKACB), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa de sinalização de cAMP e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKA C-beta (PRKACB) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5567
GeneID	5567
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-351 do PKA C-beta humano (PRKACB) (NP_002722.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22694
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo