

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pka Rii α (Prkar2A) Para Wb, Elisa - P13861

Número do item: CM0009398



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a subunidade regulatória alfa do tipo II da proteína quinase dependente de AMPc (PRKAR2A) humana. Adequado para WB e ELISA, reage especificamente com a PRKAR2A humana. Ideal para pesquisa de sinalização por AMPc.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-PKA RII α (PRKAR2A) de Coelho
Observações/Alias	PKR2; PKA RII α (PRKAR2A)
Espécie	Humana
GeneID	5576
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 312-404 da PKA RII α (PRKAR2A) humana (P13861)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13861
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo