


Anti-Pkac α Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P17612

Número do item: CM0022591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKA α humano (PRKACA), validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudar sinalização de cAMP, atividade de quinase e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKA α pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRKACA, PKACA, PPNAD4, subunidade catalítica alfa da proteína quinase dependente de cAMP, PKA α
Espécie	Humano
GeneID	5566 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 251-351 do PKA α humano (NP_002721.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17612
Peso da Proteína	39kDa/40kDa
Envio	Saco de gelo