

Anticorpo Monoclonal Anti-Pkc Alfa + Beta + Gama Para Wb, Elisa - P05771 / P17252 / P05129 / Q02156

Número do item: CM0006327



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PKC alfa, beta e gama. Adequado para WB e ELISA. Reage com espécies humana, de camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização da proteína quinase C, com um desenho de imunógeno conservado que garante amplo reconhecimento de isoformas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho PKC alfa + beta + gama
Observações/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa + beta + gama
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5578/5579/5582/5581
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-500 da PKC alfa + beta + gama humana (NP_002728.2/NP_002729.2/NP_002730.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05771/P17252/P05129/Q02156
Peso Proteico	78kDa
Envio	Em saco de gelo