

Anticorpo Monoclonal Anti-Pkc Alfa Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17252

Número do item: CM0002485



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o PKC alfa humano (P17252). Validado em WB, IHC-P, IP, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização celular, câncer e biologia cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC alfa Rabbit mAb
Observações/Apelido	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 573-672 do PKC alfa humano (P17252).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo