

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pkc Alpha Para Wb/Elisa - P17252

Número do item: CM0007148



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a PKC alpha humana. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em câncer, hipertrofia cardíaca e sinalização celular. ~77kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC alpha Rabbit mAb
Observações/Apelidos	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI +/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da PKC alpha humana. (NP_002728.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo