

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkc Alfa Para Wb, Elisa - P17252

Número do item: CM0018711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PKC alfa para WB e ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Reconhece uma proteína de 77kDa. Ideal para estudar sinalização de quinase em pesquisa oncológica, cardiovascular e imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC alfa pAb de Coelho
Observações/Apelido	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5578
ID do Gene	5578
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 573-672 da PKC alfa humana (NP_002728.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Envio	Bolsa de Gelo