


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkc Alfa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17252

Número do item: CM0014016



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PKC alfa humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com espécies humana, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização celular, câncer e biologia cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC alfa Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 573-672 da PKC alfa humana (NP_002728.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo