


Polymab® De Coelho Anti-Pkc Alpha Para Wb E Elisa - P17252

Número do item: CM0007064



introdução

Anticorpo monoclonal de alta especificidade direcionado a PKC alpha humana, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização celular, pesquisa sobre câncer e estudos de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC alpha Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Imunógeno	Proteína recombinante de PKC alpha humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252
Peso da Proteína	77 kDa
Envio	Embolsa de gelo