

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pkc-Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05771

Número do item: CM0006653



introdução

Oferecido pela CamelBio, este anticorpo monoclonal de coelho contra PKC-beta (PRKCB) é validado para WB, IHC-P e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato, tornando-o ideal para estudar ativação de células B, apoptose e sinalização da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PKC-beta
Observações/Apelido	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5579
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-340 da PKC-beta humana (NP_997700.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05771
Peso Molecular da Proteína	77kDa
Envio	Em saco de gelo