

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkc-Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05771

Número do item: CM0015583



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PKC-beta humana (PRKCB). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas em transdução de sinal, câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-PKC-beta
Observações/Apelidos	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5579
GeneID	5579
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-340 da PKC-beta humana (NP_997700.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P05771
Peso da proteína	77 kDa
Transporte	Bolsa de gelo