


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pkc Delta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Número do item: CM0010260



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PKC delta humana (Q05655). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC delta Rabbit mAb
Observações/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	5580
GeneID	5580
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 547-653 da PKC delta humana (Q05655)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q05655
Peso da Proteína	78 kDa
Transporte	Saco de gelo