


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkc Epsilon Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02156

Número do item: CM0019960



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PKC epsilon (PKCE/nPKC-epsilon). Validado para WB, IHC-P, ELISA e reativo em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar adesão celular, migração, invasão cancerígena e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC epsilon Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKCE; nPKC-epsilon; PKC epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5581
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 488-737 do PKC epsilon humano (NP_005391.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02156
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo