


Anticorpo Monoclonal Anti-Pkc Gama Para Wb - P05129

Número do item: CM0005851



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o PKC gama humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Uma ferramenta valiosa para pesquisas sobre sinalização neuronal, plasticidade sináptica, dor e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC gama Rabbit mAb
Observações/Apelido	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gama
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5582
ID do Gene	5582
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 604-697 do PKC gama humano (P05129)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P05129
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo