

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pkc Mu (Prkd1) Para Wb E Elisa - Q15139

Número do item: CM0007092

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado a PKC mu humana (PRKD1, Q15139). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em sinalização de cinases, migração celular, transporte do Golgi e cardiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC mu Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5587
GeneID	5587
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da PKC mu humana (Q15139).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15139
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo