

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkc Mu Para Wb E Elisa - Q15139

Número do item: CM0021798

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PKC mu humano (PRKD1), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Útil para estudos sobre sinalização celular, câncer e hipertrofia cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC mu Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5587
ID do Gene	5587
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 do PKC mu humano (NP_002733.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo